

Petit panel NGS lymphoïde (8 gènes): Targeted DNA, QIAseq®

Technique : Librairie préparée par PCR multiplex (Targeted DNA, QIAseq®). Séquençage de nouvelle génération (NGS) sur séquenceur Miseq Illumina.

Séquences de référence (hg19) : *BRAF* (exon 15, NM_004333), *BTK* (NM_000061), *CXCR4* (NM_003467), *MYD88* (exons 3 à 5, NM_002468), *PLCG2* (NM_002661), *STAT3* (exons 6, 12, 13, 19 à 21, NM_139276) et *STAT5B* (exons 14 à 18, NM_012448), *TP53* (NM_000546).