



**Hôpital  
Pitié-Salpêtrière  
AP-HP**

---

# **Manuel utilisateur VISKALI**

CATALOGUE DES EXAMENS ET MANUEL DE PRÉLÈVEMENT DE L'HÔPITAL PITIÉ-SALPÊTRIÈRE

## - Introduction

Ce document est le manuel utilisateur de l'application « Manuel de prélèvement » éditée par la société VISKALI

C'est une application Web compatible avec l'ensemble des navigateurs disponibles. Si l'affichage est imparfait, vérifiez que votre navigateur est à jour.

## - Prise en main

Url de l'application : <https://psl-cfx.manuelprelevement.fr/>

## - La page d'accueil

The screenshot shows the home page of the 'Manuel de prélèvement' application. On the left is a navigation menu with items: Accueil, Présentation, Examens, Nos Hôpitaux, Actualités, and Documents. The main content area features a header with the AP-HP Sorbonne Université logo and a 'Connexion' button. Below the header is a search bar with the text 'Quel examen recherchez-vous ?' and buttons for '+ Recherche avancée' and 'Rechercher'. A large black arrow points from the search bar area down to the 'Actualités' section. The 'Actualités' section contains a banner for 'SITE EN CONSTRUCTION 02/03/20 - 28-05-2020' and the text 'En cours de construction Espace « Actualités »'. To the right of the banner is a 'DOCUMENTS' section with a list of categories: MANUEL DE PRÉLÈVEMENT, URGENCES VITALES, BACTÉRIOLOGIE - HYGIÈNE, BIOCHIMIE ENDOCRINIENNE ET ONCOLOGIQUE, BIOCHIMIE MÉTABOLIQUE, and COPROLOGIE FONCTIONNELLE. A red box highlights 'LES documents' in the 'URGENCES VITALES' category. Further right is a 'MISE À JOUR' section with a 'Tout afficher' link and a list of updates: 31/08/2021 PROTÉINE S100 - SANG, 27/08/2021 LYSOZYME - URINES, 20/08/2021 LACTATE - SANG, 20/08/2021 PROTÉINES - LCR, 20/08/2021 GLUCOSE - LCR, and 20/08/2021 LACTATE - SANG. A red box highlights 'Liste des dernières modifications' in the 'LYSOZYME - URINES' update.

AP-HP.  
Sorbonne  
Université

Connexion

BIENVENUE SUR LE CATALOGUE DES EXAMENS ET MANUEL DE PRÉLÈVEMENT DU SITE PITIÉ SALPÊTRIÈRE - CHARLES FOIX AP-HP.  
SORBONNE UNIVERSITÉ

Accréditation selon la norme NF EN ISO 15189, n° d'accréditation : 8-3253.  
Liste des sites et portées disponibles sur le site du Cofrac - <https://www.cofrac.fr/>

Le bandeau de recherche :  
Le guide des examens

Voir la présentation

Quel examen recherchez-vous ? + Recherche avancée Rechercher

DOCUMENTS

MANUEL DE PRÉLÈVEMENT

URGENCES VITALES  
LES documents

BACTÉRIOLOGIE - HYGIÈNE

BIOCHIMIE ENDOCRINIENNE ET ONCOLOGIQUE

BIOCHIMIE MÉTABOLIQUE

COPROLOGIE FONCTIONNELLE

MISE À JOUR [Tout afficher](#)

31/08/2021 PROTÉINE S100 - SANG

27/08/2021 LYSOZYME - URINES  
Liste des dernières modifications

20/08/2021 LACTATE - SANG

20/08/2021 PROTÉINES - LCR

20/08/2021 GLUCOSE - LCR

20/08/2021 LACTATE - SANG

ACTUALITÉS

SITE EN CONSTRUCTION 02/03/20 - 28-05-2020

En cours de construction  
Espace « Actualités »


Version: 1.2  
Date d'application: 18/06/2009

## Le bandeau de recherche

Effectuez votre recherche en saisissant le nom de l'examen dans la barre de recherche



Une auto-complétion est disponible, elle permet de limiter la quantité d'informations saisies, en se voyant proposer la liste des examens correspondant à la chaîne de caractères saisie.



La **Recherche avancée** affiche les critères supplémentaires définis par le laboratoire

Les filtres de la **Recherche avancée** sont sauvegardés, vous pouvez soit les enlever en cliquant sur la croix soit **Effacer tous les filtres**.



- Les images associées aux examens vous permettent des informations visuelles. Passez la souris dessus afin d'afficher les infos bulles



- Pour ouvrir une fiche en accès rapide cliquez sur la flèche ▼

AMYLASE - LIQUIDES DE PONCTION	
Laboratoire/Service exécutant	NECKER - BIOCHIMIE GÉNÉRALE
Nature de prélèvement	Liquide de ponction
Contenant	 x1 Tube sec sans séparateur - bouchon rouge
Délai/température d'acheminement du prélèvement au laboratoire	Acheminement dans un délai < 4h entre 15-25°C
Réception (lieu, horaires, jours)	Réception centralisée des examens - Bâtiment LAVOISIER 5ème étage Ouverture: 24h/24, 7j/7
Volume du contenant	4 mL
Réalisable 24h/24h	Oui
Réalisable en urgence	Oui

[Accéder aux détails de la fiche](#)

➤ Pour un accès **aux fiches détaillées** en cliquant sur le nom de l'examen

Retour
Connexion

FICHE EXAMEN

## AMYLASE - LIQUIDES DE PONCTION

Révisé le 07/04/2020 19:27:45

---

EXAMEN
CONSERVATION ET TRANSPORT (INFORMATIONS POUR LE PRELEVEUR)
CONDITIONS DE PRÉLÈVEMENT
ANALYTIQUE / POST ANALYTIQUE

LIENS / DOCUMENTS

**EXAMEN**

Libellé de l'examen	AMYLASE - LIQUIDES DE PONCTION
Code APHP	1002000031
Code LOINC	T795-4
Groupement Hospitalier	AP-HP, CENTRE - UNIVERSITÉ DE PARIS
Hôpital	HÔPITAL UNIVERSITAIRE NECKER-ENFANTS MALADES
Laboratoire/Service exécutant	NECKER - BIOCHIMIE GÉNÉRALE
Réception (lieu, horaires, jours)	Réception centralisée des examens - Bâtiment LAVOISIER 5ème étage Ouverture: 24h/24, 7j/7
Renseignements cliniques ou thérapeutiques	Indiquer le contexte clinique, la localisation du prélèvement
Réalisable 24h/24h	Oui
Réalisable en urgence	Oui
Réalisable pour les établissements externes	Non
Déni d'avis de l'examen	48h suivant le prélèvement

**CONDITIONS DE PRÉLÈVEMENT**

Nature de prélèvement	Liquide de ponction
Contenant	 x1 Tube sec sans séparateur - bouchon rouge
Volume du contenant	4 mL
Couleur du sachet de transport	 Sachet vert

**ANALYTIQUE / POST ANALYTIQUE**

Milieu/Matrice	Liquide de ponction
Méthode analytique	Enzymatique, CNP-triose/CNPG3
Délai de rendu	2 heures
Délai de rendu de résultats en urgence	45 minutes
Code acte : I511	
Code NABM / RIHN / CCAM	Cotation
Tarifcation	

Pour avoir des informations détaillées sur le Laboratoire/Service exécutant, il suffit de cliquer sur 

## Accès aux mises à jour

Cliquez sur un examen de la liste

MISE À JOUR		<a href="#">Tout afficher</a>
19.06.2020	CORTISONE - SANG	
19.06.2020	CORTISONE - SANG	
19.06.2020	CORTISONE - SANG	

La fiche s'ouvre et en dépliant le bandeau vert, vous pouvez consulter les dernières modifications apportées à l'examen

EXI

Afficher les dernières modifications apportées à l'examen

<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p><b>EXAMEN</b></p> <p>Libellé de l'examen : CORTISONE - SANG</p> <p>Code APHP : 1003000840</p> <p>Code LOINC : 25382-3</p> <p>Laboratoire/Service exécutant : EXTERNE - HEGP</p> <p>Spécialité : HORMONOLOGIE</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p><b>CONSERVATION ET TRANSPORT (INFORMATIONS POUR LE PRELEVEUR)</b></p> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p><b>INFORMATIONS PRE-TRAITEMENT ET ENVOI DIFFÉRÉ</b></p> <p>Pré-traitement au laboratoire : Pas de traitement préalable de l'échantillon</p> <p>Délai/température de conservation et transport du prélèvement : Conservation et transport entre 15 et 25°C dans un délai &lt; 6h</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p><b>CONDITIONS DE PRÉLÈVEMENT</b></p> <p>Nature de prélèvement : Sang</p> <p>Contenant : x1 Tube sec avec séparateur - bouchon jaune or</p> </div>
---	---

## Accès à la page d'accueil

Pour revenir sur la page d'accueil, il suffit de cliquer sur  [Accueil](#) ou cliquez sur le bouton  Retour

**Voir la présentation :** *Il est composé de la présentation saisie par le laboratoire*



**Espace actualités :** *Il est composé des actualités mises à disposition par le laboratoire*



Pour faire défiler les actualités, il suffit de cliquer sur les boutons 

## Les documents

*Accès aux documents pouvant être classifiés dans différents dossiers*

Pour accéder aux documents, il suffit de cliquer sur le titre du document.

Pour ouvrir un dossier cliquez sur l'icône 