

Etiquette ORBIS Patient

Etiquette UH Etablissement

Prescripteur :

PUV5/6- 12/07/2023

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Sexe : M F

Préleveur :

Téléphone :

N° ENREGISTREMENT
LABORATOIRE

Hôpitaux Universitaires PITIÉ-SALPÊTRIÈRE - CHARLES FOIX
Département Médico-Universitaire BioGeMH - Pr R. LEVY
Unité fonctionnelle Urgences Biologiques - Pr M. AROCK
Biochimie Métabolique - Pr D. BONNEFONT-ROUSSELOT
Hématologie Biologique - Pr F. DAVI

Bâtiment Pharmacie - 3ème étage - Secteur Salpêtrière

Réception : 24h/24h

Merci de cocher correctement les cases
au stylo à bille noir ou bleuDate de prélèvement : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12 ☐ 13 ☐ 14 ☐ 15 ☐ 16
☐ 17 ☐ 18 ☐ 19 ☐ 20 ☐ 21 ☐ 22 ☐ 23 ☐ 24 ☐ 25 ☐ 26 ☐ 27 ☐ 28 ☐ 29 ☐ 30 ☐ 31Mois : ☐ Jan ☐ Fev ☐ Mars ☐ Avr ☐ Mai ☐ Juin ☐ Juil ☐ Aout ☐ Sep ☐ Oct ☐ Nov ☐ DecHeure : ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12 ☐ 13 ☐ 14 ☐ 15 ☐ 16 ☐ 17 ☐ 18 ☐ 19 ☐ 20 ☐ 21 ☐ 22 ☐ 23 ☐ 30 ☐ 35 ☐ 40 ☐ 45 ☐ 50 ☐ 55
Min : ☐ 00 ☐ 05 ☐ 10 ☐ 15 ☐ 20 ☐ 25☐ NON CONSENTEMENT DU PATIENT (CYBERLAB)

URGENCES VITALES - BIOCHIMIE

Poste biologiste jour : 62 045 / garde : 77 352

SANG

1 tube vert clair 3 mL avec gel
héparinate de lithium

- ☐ Sodium ☐ Potassium ☐ Chlorures
☐ Créatinine ☐ Urée ☐ Bicarbonates
☐ CRP (protéine C-réactive) ☐ Calcium ☐ Protéines
☐ Lipase ☐ CK ☐ Bilirubine ☐ ASAT, ALAT
☐ Troponine T hypersensible

1 tube gris 4 mL
fluorure de sodium☐ Glucose ☐ Lactate (Glace synthétique)1 tube rouge 6 mL
sans anti-coagulant

LCR

Dates des dernières règles :

☐ hCG grossesse ____ / ____ / ____☐ Protéine S-100B1 tube mauve 3 mL
EDTA (Glace synthétique)☐ Ammoniémie Délai d'acheminement
optimal : 15 min☐ Lombaire (Protides, Glucose, Chlorures)

NON CONFORMITES (cadre réservé au laboratoire) NB: la présence de non-conformité(s) entraînera un retard sur le rendu des résultats

Non conf. informatives :

- ☐ Renseignement absent / incomplet
☐ UH absente / illisible
☐ Prescripteur absent / illisible
☐ Préleveur absent / illisible
☐ Absence de prescription
☐ Date prél. absente / erronée
☐ Heure prél. absente / erronée

Non conf. discontinuantes :

- ☐ Echantillon non identifié
☐ Echantillon manquant
☐ Prescription non identifiée
☐ Discordance d'identité éch / prescript
☐ Echantillon coagulé
☐ Tube mal rempli (hémostase)
☐ Quantité d'échantillon insuffisante

- ☐ Echantillon arrivé accidenté
☐ Discordance nature éch / analyse
☐ Contenant non adapté
☐ Conditions de transport non respectées
☐ Tube ou flacon vide
☐ Délai acheminement dépassé
☐ Absence de seniorisation

Analyses :

- ☐ Demande annulée ☐ Analyse exceptionnellement réalisée ☐ Serv. prévenu ☐ Serv. non prévenu ☐ Serv. injoignable

PXA-EN-059-V3

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES :

Cadre réservé
au laboratoire



URGENCES VITALES - HEMATOLOGIE

Poste technique : 62 592
Poste biologiste jour : 26 295 / garde : 77 352

1 tube ETDA (bouchon violet)

☐ Numération globulaire, plaquettes (sans formule)

URGENCES VITALES - HEMOSTASE

Poste technique : 62 595
Poste biologiste jour : 62 596 / garde : 77 352

1 tube CITRATE (bouchon bleu) 3,5 mL impératif

TRAITEMENT ANTICOAGULANT : A INDIQUER OBLIGATOIREMENT

☐ AUCUN TRAITEMENT ANTICOAGULANT

DOSAGE

Traitement
AVK

☐ AVK (Sintron, Préviscan, Coumadine) ☐ Arrêt AVK
A renseigner obligatoirement, sinon le calcul ne sera pas effectué.

☐ INR

Traitement
HBPM

☐ Lovenox ☐ Innohep
☐ Arrêt HBPM

Posologie :
Dernière injection : Date : Heure :

☐ Anti-Xa HBPM
(Héparinémie HBPM)

Traitement
HNF

☐ Calciparine ☐ Héparine IV ☐ Arrêt HNF

Posologie :
Dernière injection : Date : Heure :

☐ Anti-Xa HNF
(Héparinémie HNF)

Autre traitement :

☐ TP / INR ☐ TCA ☐ Fibrinogène ☐ D-Dimères